

Tuberculina PPD Aviar



Reactivo de uso para el diagnóstico comparativo o diferencial de la Tuberculosis en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos y diagnóstico de Tuberculosis en aves.

Composición: Derivado proteico purificado (PPD) aviar a partir de cultivos de *Mycobacterium avium* Cepa D4 ER inactivada, en concentración proteica de 0,5 mg/ml (conteniendo 25.000 UI/ml).

Administración y dosis: Uso profesional en Medicina Veterinaria.
Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: 0,1 ml, vía intradérmica.
Aves: 0,05 ml, vía intradérmica.

Presentación: Frascos de 1 ml, 2 ml y 5 ml.

Certificado: 14-085



#SanidadInteligente