


ESCANEA PARA MÁS INFO



# Tuberculina PPD Aviar



**Reactivo de uso para el diagnóstico comparativo o diferencial de la Tuberculosis en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos y diagnóstico de Tuberculosis en aves.**

**Composición:** Derivado proteico purificado (PPD) aviar a partir de cultivos de *Mycobacterium avium* Cepa D4 ER inactivada, en concentración proteica de 0,5 mg/ml (conteniendo 25.000 UI/ml).

**Administración y dosis:** Uso profesional en Medicina Veterinaria.  
Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: 0,1 ml, vía intradérmica.  
Aves: 0,05 ml, vía intradérmica.

**Presentación:** Frascos de 1 ml, 2 ml y 5 ml.



**#SanidadInteligente**