


Tuberculina PPD Bovina



Reactivo de uso para el diagnóstico de la Tuberculosis. Empleado en los Programas de Control y Erradicación de la enfermedad.

Composición: Derivado proteico purificado (PPD) de *Mycobacterium bovis* cepa AN 5, inactivada en concentración de 1mg/ml (conteniendo 32.500 UI/ml).

Administración y dosis: Uso profesional en Medicina Veterinaria. Aplicar 0,1 ml por animal, vía intradérmica.

Presentación: Frascos de 2 ml, 5 ml y 10 ml.

Certificado: 99028



#SanidadInteligente